

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

5513

AJUSTAR HASTES

Mudança de haste | Gala



Devido à charneira integrada de alta precisão, a haste não pode ser mudada sem que seja encomendado charneira juntamente com haste.

Abertura da haste | Gala

Alargar



Reduzir




Encurtar a haste | Gala



Cortar a haste com alicate indicado



Remova os restos de cola




Lime as arestas



Corte com um bisturi

... mas o melhor é encomendar uma haste mais curta

Colar o terminal | Gala



Ajuste da haste | Gala



Ajuste o terminal da haste através de movimentos largos e fluidos .

Não segurar na ponta do terminal enquanto dobra!